



Las fotos que dan voz a quien no puede hablar



Escanea con la cámara del móvil o la tablet

tinyurl.com/talkpics-caa

Gratis · Sin cuentas · Funciona sin internet

iPhone / iPad

1. Abre el enlace con Safari
2. Compartir ↑ → Añadir a pantalla de inicio
3. Abre TalkPics desde el nuevo icono

Android

1. Abre el enlace con Chrome
2. Menú ⋮ → Instalar aplicación
3. Abre TalkPics desde el nuevo icono

Ordenador

1. Abre el enlace en Chrome, Edge o Safari
2. Pulsa «Abrir la app»
3. Opcional: icono de instalar en la barra

En iPhone/iPad: instala el icono primero y añade las fotos desde la app instalada.

Las fotos y voces se guardan solo en ese dispositivo. Usa «exportar copia de seguridad» para pasarlas a otro.



Les fotos que donen veu a qui no pot parlar



Escaneja amb la càmera del mòbil o la tauleta

tinyurl.com/talkpics-caa

Gratuïta · Sense comptes · Funciona sense internet

iPhone / iPad

1. Obre l'enllaç amb Safari
2. Compartir ↑ → Afegeix a la pantalla d'inici
3. Obre TalkPics des de la nova icona

Android

1. Obre l'enllaç amb Chrome
2. Menú : → Instal·la l'aplicació
3. Obre TalkPics des de la nova icona

Ordinador

1. Obre l'enllaç a Chrome, Edge o Safari
2. Prem «Obrir l'app»
3. Opcional: icona d'instal·lar a la barra

A iPhone/iPad: instal·la primer la icona i afegeix les fotos des de l'app instal·lada.

Les fotos i les veus es guarden només en aquest dispositiu. Usa «exportar còpia de seguretat» per passar-les a un altre.



The pictures that give a voice to those who can't speak



Scan with your phone or tablet camera

tinyurl.com/talkpics-caa

Free · No accounts · Works offline

iPhone / iPad

1. Open the link in Safari
2. Share ↑ → Add to Home Screen
3. Open TalkPics from the new icon

Android

1. Open the link in Chrome
2. Menu ⋮ → Install app
3. Open TalkPics from the new icon

Computer

1. Open the link in Chrome, Edge or Safari
2. Tap “Open the app”
3. Optional: install icon in the address bar

On iPhone/iPad: install the icon first, then add photos from the installed app.

Photos and voices are stored only on that device. Use “export backup” to move them to another.